

NOU PRODUCTE


Protac SenSit® Nature

– combina l'efecte calmant de la butaca i gaudir de l'aire lliure



La natura proporciona coses molt especials als nostres sentits: ens dona alegria, energia i sensació de calma. Romandre a l'aire lliure aporta una dimensió addicional a les sensacions que percebem i podem trobar evidència que la rehabilitació a l'exterior reforça les habilitats físiques, psicològiques i socials.

- Les ales de la butaca embolcallen l'usuari i tenen un efecte calmant.
- Redueix el malestar físic i psicològic.
- Augmenta la sensació de seguretat i la percepció del cos.
- Integració sensorial mitjançant pressions tàctils dinàmiques i profundes.
- Facilita la rehabilitació a l'aire lliure.



DISSENY
DANÈS

PROTAC®
INTEGRATING SENSES

Protac SenSit® Nature

Protac SenSit® Nature és una butaca d'estimulació sensorial amb boles en el seient, respall i ales especials. Aquestes ales embolcallen el cos i la pressió profunda i dinàmica de les boles estimula el sentit del tacte, el sistema muscular i articulacions. El pes i la pressió de les boles incrementen la consciència corporal, afavoreixen la calma i tenen un efecte organitzador sobre el sistema sensorial, a més de sentir el que ens aporta la natura.

La butaca proporciona un lloc a l'exterior segur i fàcil de reconèixer, per exemple, a qui troba aclaparador romandre a l'aire lliure o a qui no pot sortir a passejar però sí gaudir de la fresca. També ofereix la possibilitat de participar en activitats a l'aire lliure. Ja tenim una àmplia experiència utilitzant Protac SenSit® a l'interior i amb Protac SenSit® Nature és possible obtenir el mateix efecte calmant a l'exterior.

La coberta es pot treure fàcilment i rentar-la. També es pot netejar amb tovalloles desinfectants, cosa que possibilita l'ús a diversos usuaris tot respectant les directrius d'higiene. La funda de la butaca es fabrica amb un teixit resistent a l'aigua i al vent. La butaca no és resistent a les gelades. Quan no s'hagi de fer servir, recomanem tapar-la amb la funda de pluja inclosa a fi de protegir la butaca dels excrements d'ocells, del sol i de la pluja intensa.

La butaca es pot utilitzar tant amb el puf com sense.

Protac SenSit® Nature, blau marí

Codi d'article 600-602-3000-35

Protac SenSit® Nature Puff, blau marí

Codi d'article 600-610-3000-35

Calma
sensorial i
rehabilitació a
l'aire lliure

Casos

La butaca pot ser utilitzada per nens, adults i/o gent gran. Gaudir de ser a l'aire lliure i combinar-ho amb la integració sensorial és positiu a qualsevol edat.

Nens

Grup de nens amb reptes socioemocionals: "La butaca va esdevenir ràpidament un lloc atractiu i agradable a l'exterior. Tots els nens la feien servir encuriots i els resultava còmode seure en solitari o amb el millor amic. Fins i tot els nens més inquiets i amb més ansietat podien relaxar-se a la butaca i els va agradar embolcallar-se amb les ales a bona part del seu cos."

Adults

Psiquiatria: "Com a membre del personal, veig com la butaca ens ajuda a mantenir converses força interessants amb les pacients a l'exterior. Quan s'asseuen a la butaca, es relaxen i se senten tranquil·les. La butaca és quelcom familiar a les pacients, les ajuda a sentir-se segures. Com a professionals, observem com aquesta butaca ajuda les noies a sentir-se com a casa, més del que fan altres mobles d'exterior."

Demència

Dona gran que vol participar en relacions socials però amb tendència a la inquietud i a ser sobreestimada per les activitats socials: "Oh, és bonic", diu Ingrid quan s'asseu a la butaca de la terrassa. Fulleja una revista i la llegeix atentament durant 45 minuts. Després, entra a dins i se sent feliç i còmoda durant la resta del dia. Sempre ha utilitzat la butaca amb el mateix resultat positiu.



PROTAC A/S

Niels Bohrs Vej 31 D, Stilling, DK-8660 Skanderborg, Denmark

Distribuidor: HANDYCAT T.+34 977609003, adm@handycat.com

PROTAC®
INTEGRATING SENSES